



An das  
Universitätsklinikum Erlangen  
Kinder- und Jugendklinik  
- Klinisches Labor -  
Loschgestraße 15

91054 Erlangen

**Kinder- und Jugendklinik**

Direktor: Prof. Dr. med. Dr. h. c. W. Rascher

**Labor**

Bereich Stoffwechselanalytik

Telefon: 09131 85-33746

Fax: 09131 85-33714

**Ansprechpartner:**

PD Dr. rer. nat. M. Rauh, Leiter des Labors

Dr. med. H. Blessing, Stoffwechselambulanz

Tel.-Nr. 09131 85-33118 (Zentrale)

---

**Laboranforderung für Stoffwechselfdiagnostik**

---

Absender (Stempel):

Patientendaten (Aufkleber):

Name:

Vorname:

Geb.-Datum:

Kostenträger:

Privatversichert:

Tel.-Nr. für Rückruf:

Fax.-Nr. für Befundmitteilung:

Fragestellung:

---

**Probenentnahme am:** \_\_\_\_\_

**nüchtern**

**EDTA-Blut**

- HbA1c

**Serum**

- Aminosäuren-Profil<sup>1</sup>  
 Aminosäuren-Kurzprofil<sup>2</sup>  
 Allo-Isoleucin  
 Fischerquotient  
 Phenylalanin  
 Biotinidase<sup>3</sup>  
  $\beta$ -Hydroxybuttersäure<sup>3</sup>  
 Freie Fettsäuren<sup>3</sup>  
 Freies Carnitin

**Citrat-Plasma**

- Homocystein<sup>3</sup>

**Trockenblutkarte**

- Acylcarnitin-Profil  
 Phenylalanin

**Urin**

- Organische Säuren<sup>5</sup>  
 Orotsäure<sup>5</sup>  
 Mucopolysaccharide<sup>5</sup>  
 Oligosaccharide (DC)<sup>5</sup>  
 Aminosäuren-Profil<sup>5</sup>

**Liquor**

- Aminosäuren-Profil<sup>4</sup>

Abnahme- und Versandbedingungen

1 Nüchtern, Bestimmung aller Aminosäuren, sofort versenden

2 Nüchtern, Bestimmung von Valin, Methionin, Leucin, Isoleucin, Tyrosin, Phenylalanin

3 Nüchtern, gekühlt zentrifugieren, sofort tiefrieren, Versand auf Trockeneis

4 sofort tiefrieren, Versand auf Trockeneis

5 frischer Spontanurin (Morgenurin), 5-10 ml, Abnahme am Wochenanfang, sofort versenden

