



DOK

An das  
 Universitätsklinikum Erlangen  
 Kinder- und Jugendklinik  
 - Klinisches Labor -  
 Loschgestraße 15  
  
 91054 Erlangen

**Kinder- und Jugendklinik**  
 Direktor: Prof. Dr. med. Joachim Wölflé  
  
 Labor  
 Bereich Spezialanalytik-Zellbiologie  
 Telefon: 09131 85-33744  
 Fax: 09131 85-33714  
  
 Ansprechpartner:  
 Prof. Dr. rer. nat. M. Rauh, Laborleiter  
 Prof. Dr. med. Markus Metzler  
 Tel.-Nr. 09131 85-33118 (Zentrale)

**Anforderung für das Zellbiologische Labor**

**Absender (Stempel):**

**Patientendaten (Aufkleber):**

Name:  
 Vorname:  
 Geb.-Datum:  
 Kostenträger:  
 Privatversichert:

Tel.-Nr. für Rückruf:  
 Fax.-Nr. für Befundmitteilung:

**Symptome/Fragestellung:** \_\_\_\_\_

**Probenentnahme (Datum, Uhrzeit):** \_\_\_\_\_

- Probenannahme Mo-Do nur nach telefonischer Voranmeldung innerhalb von 24 h nach Abnahme!
- Die Proben sollten bis 10 Uhr im Labor eintreffen.
- Bitte bei Anforderungen aus Blut oder Knochenmark aktuelles Diff.-Blutbild mitschicken!

<b>Peripheres Blut - Untersuchungen</b>	<b>Material</b>	<b>Versand bei</b>
<input type="checkbox"/> <b>Morphologische Beurteilung</b>	2 Ausstriche	Raumtemp.
<input type="checkbox"/> <b>Lymphozytensubpopulationen (B-/T-/NK-Zellen)</b> (CD3/CD4/CD8/CD19/CD16+56)	1 ml EDTA-Blut	Raumtemp.
<input type="checkbox"/> <b>Naive/Memory-T-Zellen (CD45RA/RO)</b>	1 ml EDTA-Blut	Raumtemp.
<input type="checkbox"/> <b>Aktivierte T-Zellen (HLADR/CD8)</b> [H.a. EBV, anderer Virusinfekt?]	1 ml EDTA-Blut	Raumtemp.
<input type="checkbox"/> <b>Doppelt-negative TCRαβ-T-Zellen</b> [V.a. ALPS?]	1 ml EDTA-Blut	Raumtemp.
<input type="checkbox"/> <b>CD40 auf B-Zellen/CD40L auf stim. T-Zellen*</b> [V.a. Hyper-IgM-Syndrom?]	1 ml Heparin-Blut*	Raumtemp.
<input type="checkbox"/> <b>Leukämie-Panel</b>	2 ml EDTA-Blut	Raumtemp.
<input type="checkbox"/> <b>T-Zell-Repertoire</b> (Vβ-Analyse, 24 Ketten)	1 ml EDTA-Blut	Raumtemp.
<input type="checkbox"/> <b>Granulozytenfunktion: Oxidative Burst (DHR-Test)</b> [V.a. CGD?]	1 ml Heparin-Blut	Raumtemp.
<input type="checkbox"/> <b>Sphärozytosedagnostik (EMA-Test)*</b>	1 ml EDTA-Blut*	<b>gekühlt</b>
<input type="checkbox"/> <b>HbF (fetales Hämoglobin in maternalem Blut)</b> (Messung erfolgt Mo / Mi / Fr vormittags)	1 ml EDTA-Blut	Raumtemp.

\* Blut einer gesunden Kontrollperson bitte unbedingt mitschicken!

<b>Knochenmark - Untersuchungen</b>	<b>Material</b>	<b>Versand bei</b>
<input type="checkbox"/> <b>Morphologische Beurteilung</b>	2 Ausstriche	Raumtemp.
<input type="checkbox"/> <b>Leukämie-Panel</b>	2 ml Heparin-KM	Raumtemp.

<b>Schweißprobe (Iontophorese) - Untersuchungen</b>	<b>Material</b>	<b>Versand bei</b>
<input type="checkbox"/> <b>Chloridmessung und Leitfähigkeit</b> [H.a. CF?]	30 µl nativ	Raumtemp.